



Q-interactive™

Chapitre 1

Préparation de vos iPads et installation de l'application Assess

Guide d'utilisation de Q-interactive

Juillet 2021

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
Configurez les réglages de vos iPad pour Q-interactive	3
Familiarisez-vous avec votre iPad.....	3
Installation de l'application Assess	4
Les réglages de l'iPad pour Q-interactive	5
Activation du Wi-Fi	5
Activation du Bluetooth.....	6
Désactivation des Gestes.....	6
Désactivation de la correction et des majuscules automatiques	7
Réglage de la langue et de la région	7
Réglage de la luminosité.....	8
Désactivation de la luminosité automatique.....	8
Paramétrage de l'application Assess	9
Conseils d'entretien.....	10
Résumé des réglages Q-interactive	10

Configurez les réglages de vos iPads pour Q-interactive

Avant de pouvoir administrer des tests avec Q-interactive, vous devez accomplir deux tâches :

- Configurer les deux iPads
- Installer l'application Assess à partir de l'Apple Store sur chaque iPad

Familiarisez-vous avec votre iPad

Prenez le temps de vous familiariser avec les interrupteurs, les boutons et les ports de l'iPad.



Face avant de l'iPad



Face arrière de l'iPad

(A/E) Caméras/appareils photo avant et arrière.

(B) Écran tactile. L'iPad possède un écran d'affichage tactile en verre rétro-éclairé.

(C) Bouton Accueil. Seul bouton physique situé à l'avant de l'iPad, il possède plusieurs fonctions :

1. Lors de l'utilisation d'une application, une pression sur le bouton Accueil vous renverra à la page d'accueil, où sont affichées toutes vos applications.
2. Une double pression du bouton Accueil fera apparaître le menu multitâche, qui affiche les raccourcis et permet d'éteindre une application.
3. En mode veille, une pression sur le bouton Accueil réveillera votre iPad.

(D) Bouton Marche/Veille et Marche/Arrêt. Le bouton Marche/Veille se trouve au sommet de l'iPad.

1. Pour faire basculer votre iPad en mode veille (verrouiller), appuyer une fois sur le bouton.
2. Pour déverrouiller votre iPad, appuyer une fois sur le bouton.
3. Pour éteindre totalement votre iPad, maintenir enfoncé le bouton Marche/Veille pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le bouton Faites glisser pour éteindre apparaisse en haut de l'écran.
4. Pour allumer votre iPad, appuyer et maintenir enfoncé le bouton Marche/Veille jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Installation de l'application Assess


Assess est une application téléchargeable depuis l'App Store d'Apple. **Vous devez installer cette application sur les deux iPads (examineur et sujet).**

Étape 1 : Se rendre sur la page d'accueil de l'iPad et cliquer sur l'icône App Store.



Étape 2 : Dans la barre de recherche (en bas à droite) saisir « q-interactive ».

L'application Q-interactive apparaît alors dans les résultats. Cliquer sur OBTENIR pour lancer l'installation de l'application.



Les réglages de l'iPad pour Q-interactive

Plusieurs réglages sont à faire, avant de commencer à utiliser Q-interactive, depuis l'application Réglages :




Activation du Wi-Fi

Si vous disposez d'une connexion Wi-Fi sécurisée, Q-interactive peut rester connecté à Internet et sauvegardera vos données à la fois localement et vers le site internet qiactive.com au fur et à mesure.

Étape 1 : Dans les Réglages, aller dans « Wi-Fi »

Étape 2 : Activer le Wi-Fi en faisant glisser le bouton vers la droite pour qu'il passe du blanc au vert. Choisir le réseau ; une coche apparaît lorsque la connexion est effectuée.




Activation du Bluetooth

Le Bluetooth permet aux iPads de communiquer entre eux.

Étape 1 : Dans les Réglages, aller dans « Bluetooth »


Étape 2 : Activer le Bluetooth en faisant glisser le bouton vers la droite pour qu'il passe du blanc au vert. *Il est normal que l'autre iPad n'apparaisse pas dans la liste « Appareils » et qu'ils ne puissent pas être jumelés.* La connexion entre les deux iPads s'établira quand vous connecterez dans chacune des applications Assess Q-interactive.



Désactivation des Gestes

Facultatif : Les Gestes peuvent être désactivés sur l'iPad du sujet afin de l'empêcher de quitter la session d'évaluation.

Pour désactiver les Gestes, allez dans Écran d'accueil et Dock > Multitâche puis faites glisser le bouton vers la gauche pour qu'il passe du vert au blanc.




Désactivation de la correction et des majuscules automatiques

La désactivation de ces deux paramètres permet d'assurer l'exactitude de la saisie des informations (identifiant et mot de passe) sur Q-interactive.

Étape 1 : Dans Général, cliquer sur « Claviers »

Étape 2 : Désactivez les Majuscules automatiques et la Correction automatique en glissant le bouton à gauche pour qu'il passe du vert au blanc.



Réglage de la langue et de la région

Q-interactive utilise la langue et les réglages région de votre iPad pour afficher les bons stimuli sur l'iPad sujet. **Il est donc important de paramétrer ces réglages sur la France, même si vous êtes domicilié dans un autre pays ou dans les DOM-TOM.**

Étape 1 : Dans Réglages > Général > Langue et région.

Étape 2 : Sélectionner Langue Français et Région France.



Réglage de la luminosité


Il est recommandé de paramétrer la luminosité sur l'iPad du patient au maximum.

Étape 1 : Dans les réglages, faire défiler jusqu'à « Luminosité et affichage » et appuyer dessus.

Étape 2 : Augmenter la luminosité en faisant glisser le doigt jusqu'à ce que la ligne devienne bleu foncé.

Étape 3 : Afin de protéger vos données, nous vous recommandons d'activer le verrouillage automatique et de le régler sur 15 minutes.

Étape 4 : Le mode « Sombre » n'est pas compatible avec Q-interactive donc rester sur le mode Claire.




Désactivation de la luminosité automatique

Il est recommandé de désactiver la luminosité automatique sur l'iPad patient. Cela signifie qu'elle restera au niveau que vous avez sélectionné, sans s'adapter au lieu dans lequel vous vous trouvez.

Étape 1 : Dans les réglages, aller dans « Accessibilité » et « Affichage et taille du texte »

Étape 2 : Désactiver le bouton « Luminosité automatique » en glissant le bouton pour qu'il passe du vert au blanc.




Paramétrage de l'application Assess

Mode Application. Q-interactive nécessite l'utilisation de deux iPads, chacun remplissant un rôle spécifique. L'un doit être en configuré en Mode Examineur et l'autre configuré en Mode Sujet.

Étape 1 : Depuis les Réglages, défiler le menu déroulant jusqu'à l'application « Assess » puis cliquer dessus.

Étape 2 : Sur la droite, cliquer sur « Mode Application ».




Étape 3 : Configurer un iPad en mode application « Examineur ». Configurer l'autre iPad en mode application « Sujet ».

Pour les utilisateurs d'iPad mini ou d'iPad Pro : celui-ci ne pourra être désigné que comme étant l'iPad Examineur car l'écran n'a pas la taille requise pour être utilisé comme iPad sujet.

Enregistrement audio. Pour les subtests impliquant des réponses verbales, Q-interactive peut enregistrer vocalement les réponses via l'iPad examineur. Vous pourrez alors réécouter les enregistrements audios après la passation pour valider ou clarifier une cotation, si nécessaire. L'enregistrement audio peut être activé ou désactivé dans les Réglages d'Assess.

Connexion. Pour que la connexion entre les iPads s'établisse efficacement, Assess doit pouvoir accéder au « Bluetooth » et au « Réseau local ». Les versions d'Assess doivent également être identiques sur les deux iPads, et correspondre à la dernière version disponible.









Conseils d'entretien

- Vérifier toujours le niveau de charge de la batterie avant une évaluation. Si possible, les deux iPads doivent être complètement chargés avant de commencer une évaluation. L'évaluation est possible même si l'iPad est en charge.
- Paramétrer l'iPad en Ne Pas Déranger afin de désactiver les alertes e-mail, rendez-vous, etc.
- Éviter l'utilisation d'autres applications sur l'iPad pendant les sessions d'évaluation. Pour quitter les applications en arrière-plan :
 1. Double-cliquer sur le bouton Accueil (bouton rond de l'iPad) pour afficher toutes les applications actuellement ouvertes.
 2. Positionner le doigt sur l'image de l'application à quitter.
 3. Lorsque le doigt glissera vers le haut de l'écran, l'image quittera l'écran et cela fermera l'application.

Résumé des réglages Q-interactive

Si vous êtes familiarisé avec l'iPad, vous pouvez rapidement configurer le vôtre avec la liste des configurations ci-dessous.

iPad professionnel	iPad sujet	Réglages	Menu	Choix
X	X	Wi-Fi	Activer le Wi-Fi	
X	X	Bluetooth	Activer le Bluetooth	
X	X	Général > Claviers	Désactiver la correction et les majuscules automatiques	
X	X	Général > Langue et Région	Paramétrer la langue et la région	Français - France
	X	Général > Accessibilité > Adapter l'affichage	Désactiver la luminosité automatique	
	X	Ecran d'accueil et Dock > Multitâche	Désactiver Gestes	
	X	Luminosité et Affichage	Augmenter au maximum	
X	X	Luminosité et Affichage	Apparence	Claire
X		Assess	Mode Application	Examineur
	X	Assess	Mode Application	Sujet