Q-interactive iPads compatibles



Q-interactive nécessite 2 tablettes iPad® de la marque Apple disposant d'au moins iOS 16 (ou version ultérieure) et d'au moins 32Go d'espace de stockage.

Exigences techniques

| Famille | Modèle | iPad du pro | ofessionnel | iPad du patient | |
|-----------|--|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Compatible | Non compatible | Compatible | Non compatible |
| iPad | iPad 1º à 4º gen | | X | | X |
| | iPad 5 ^e gen (2017) | | X** | | X** |
| | iPad 6 ^e gen (2018) | ✓ | | ✓ | |
| | iPad 7 ^e gen (2019) –10.2" | ✓ | | ✓ | |
| | iPad 8 ^e gen (2020) –10.2" | ✓ | | ✓ | |
| | iPad 9 ^e gen (2021) – 10.2" | ✓ | | ✓ | |
| | iPad 10° gen (2022) – 10.9″ | ✓ | | ✓ | |
| iPad Air | iPad Air 1 et 2 | | X | | X |
| | iPad Air 3 (2019) – 10.5" | ✓ | | ✓ | |
| | iPad Air 4 (2020) – 10.9" | ✓ | | ✓ | |
| | iPad Air 5 (2022) – 10.9" | ✓ | | ✓ | |
| | iPad Air 6 (2024) – 11" | ✓ | | ✓ | |
| | iPad Air 6 (2024) – 13" | ✓ | | ✓ | |
| iPad mini | iPad mini 1e à 4e gen | | X | | X |
| | iPad mini 5 ^e gen (2019) | ✓ | | | X |
| | iPad mini 6 ^e gen (2021) – 8.6" | ✓ | | | Х |

Les modèles signalés comme non compatibles sont trop anciens, ou l'affichage des stimuli sur un écran aussi grand ou aussi petit ne respecte pas les critères de standardisation des tests.



^{**}La compatibilité de ces iPads s'arrêtera en septembre 2025.

Exigences techniques (suite)

| | Modèle | iPad du professionnel | | iPad du patient | |
|----------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Famille | | Compatible | Non compatible | Compatible | Non compatible |
| | iPad Pro 9.7" | | X** | | Χ** |
| | iPad Pro 10.5" | ✓ | | ✓ | |
| iPad Pro | iPad Pro 11" (1e à 6e gen) | ✓ | | ✓ | |
| iPau Pro | iPad Pro 12.9" (1e gen) | | X** | | Χ** |
| | iPad Pro 12.9" (2e to 7e gen) | ✓ | | ✓ | |
| | iPad Pro 13" (6e gen – 2024) | ✓ | | ✓ | |

Les modèles signalés comme non compatibles sont trop anciens, ou l'affichage des stimuli, sur un écran aussi grand ou aussi petit, ne respecte pas les critères de standardisation des tests.

Visitez https://www.apple.com/fr/shop/trade-in pour découvrir le programme de recyclage des appareils Apple.

Matériel complémentaire (facultatif)

- Un stylet ou stylo avec embout tactile
- Des housses et écrans de protection pour protéger les iPads
- Des couvertures antireflets pour limiter les reflets de l'éclairage intérieur sur l'écran



^{**}La compatibilité de ces iPads s'arrêtera en septembre 2025.